



**Velfont®**

**Hengittävä ja vedenpitävä tyynynsuojus**  
 – suojaa pölypunkkeilta, nesteiltä ja tahroilta!  
 – allergisille, lapsiperheille, senioreille  
 – kotiin ja mökille



### **Velfont PU -tyynynsuojus**

Materiaali: tausta 80 % puuvillaa,  
 20 % polyesteriä; frotee 100 % puuvillaa.  
 Tausta polyuretaania 65 g/m<sup>2</sup>.  
 Sanitized®-antibakteerinen hygieniakäsittely,  
 teho kestää pesuissa.

### **Velfont PU-dynskydd**

Material: baksidan 80 % bomull,  
 20 % polyester; frotté 100 % bomull.  
 Baksidan polyuretan 65 g/m<sup>2</sup>.  
 Sanitized®-antibakterisk hygienbehandling,  
 som tål tvätt.



Velfont-tyynynsuojissa on pesua kestävä hygieniakäsittely, joka estää pölypunktien elinolosuhteiden kehityksen.

Suojuksen päälys on miellyttävää froteeta, joka on viileää kesällä ja lämmin talvella. Tausta on hengittävää ja vedenpitävää polyuretaania, joka suojelee tyynyäsi nesteiden ja eritteiden aiheuttamilta tahroilta.




**Import  
Numero 1 Oy**

Rintamaantie 10, 02810 ESPOO  
 Puh. (09) 4124 4320, Fax (09) 4124 4321,  
[www.nro1.com](http://www.nro1.com) • [noproblem@nro1.com](mailto:noproblem@nro1.com)

Velfont-dynskydd har en hygienbehandling som tål tvätt, och hindrar att det utvecklas gynnsamma förhållanden för kvalstren.

Skyddets ovansida består av skön frotté, som är sval på sommaren och varm under vintern. Baksidan av skyddet är en vattentät polyuretan som andas och skyddar din dyna från fläckar av vätskor och dyl.

Mitat



**Velfont®**

# Hengittävä ja vedenpitäävä patjansuojus – suojaaa pölypunkkeilta, nesteiltä ja tahroilta!



## Velfont PU -patjansuojus

Materiaali: tausta 80 % puuvillaa,  
20 % polyesteriä; frotee 100 % puuvillaa.  
Tausta polyuretaania 65 g/m<sup>2</sup>.  
Sanitized®-antibakteerinen hygieniakäsittely,  
teho kestää pesussa. Riittää 25 cm paksuun patjaan.



## Velfont PU-madrasskydd

Material: baksidan 80 % bomull,  
20 % polyester; frotté 100 % bomull.  
Baksidan polyuretan 65 g/m<sup>2</sup>.  
Sanitized®-antibakterisk hygienbehandling, som  
tål tvätt. Kanten räcker till en 25 cm tjock madrass.



## Nancy PU -patjansuojus

Materiaali: tausta 80 % puuvillaa,  
20 % polyesteriä; frotee 100 % puuvillaa.  
Tausta polyuretaania 65 g/m<sup>2</sup>.  
Riittää 25 cm paksuun patjaan.



## Nancy PU-madrasskydd

Material: baksidan 80 % bomull,  
20 % polyester; frotté 100 % bomull.  
Baksidan polyuretan 65 g/m<sup>2</sup>.  
Kanten räcker till en 25 cm tjock madrass.

Sängyssäsi asustaa kymmeniä tuhansia pölypunkkeja, jotka voivat aiheuttaa astmaa ja allergioita. Näitä vaivoja aiheuttavat pölypunktien ulosteet ja kuolleet pölypunktit. Velfont-patjansuojissa on pesua kestävä hygieniakäsittely, joka estää pölypunktien elinolosuhteiden kehityksen. Nancy-patjansuojus estää pölypunkkeja pääsemästä patjasta vuodevaatteisiin.

Suojuksen päälläys on miellyttävästi froteeta, joka on viileä kesällä ja lämmin talvella. Tausta on hengittävä ja vedenpitäävä polyuretaania, joka suojelee patjaasi nesteiden ja eritteiden aiheuttamalta tahroilta, mm. virtsankarkailusta kärsivillä.

**Import  
Número 1 Oy**

Rintamaantie 10, 02810 ESPOO  
Puh. (09) 4124 4320, Fax (09) 4124 4321,  
[www.nro1.com](http://www.nro1.com) • [noproblem@nro1.com](mailto:noproblem@nro1.com)



I Din säng bor tiotusentals dammkvalster, vilka kan förorsaka astma och allergi. Sådana besvär förorsakas av kvalstrens avföring och av döda kvalster. Velfonts madrasskydd har en tvättlig hygienbehandling, som förhindrar utvecklingen av gynnsamma förhållanden för kvalstren. Nancy madrasskydd hindrar kvalstren från att komma från madrassen till sängkläderna.

Skyddets ovansida består av en skön frotté, som är sval på sommaren och varm under vintern. Baksidan av skyddet är en vattentät polyuretan som andas och skyddar din madrass från fläckar av vätskor och dyl. Lämpligt bland annat för dem som lider av urinläckage.

